Praktijk Ortho Smile Gouda
Dreef 1 • 2803 HA Gouda
Tel: 0182 - 536 380 • E-mail: info@praktijkorthosmile.nl
Website: https://praktijkorthosmile.nl

DUWVEREN

Forsusveren (Overbeetcorrectie)

Informatie en leefregels voor het dragen van Forsus duwveren bij een vaste beugel.

1. Wat zijn Forsusveren?

Forsusveren zijn veerkrachtige metalen duwmodules die aan de zijkanten van een vaste slotjesbeugel worden gemonteerd. Ze oefenen een continue, zachte druk uit waardoor de bovenkaak geremd en de onderkaak naar voren geleid wordt. Forsusveren worden vaak ingezet als alternatief voor losse elastiekjes.

2. Behandelduur & Gewenning

- De veren blijven doorgaans tussen de 4 en 6 maanden in de mond zitten.
- In de eerste dagen kun je lichte spierpijn ervaren omdat de kauwspieren zich aanpassen aan de voorwaartse stand. Dit verdwijnt meestal binnen 3 tot 5 dagen.
- Kauw in het begin rustig en neem zacht voedsel.

3. Mondhygiëne & Schoonhouden

- Rondom de veren blijven makkelijk etensresten hangen. Besteed extra aandacht aan het poetsen.
- Gebruik dagelijks het smalle ragertje om tussen de spiraalveer en het stangetje schoon te borstelen.
- Spoel na elke maaltijd krachtig met water.

4. Handige Tips

- Wangirritatie? Droog de veer met een tissue en druk er een royale bol orthodontische wax tegenaan voor het slapengaan.
- Open de mond niet extreem wijd (bijvoorbeeld bij hard gapen of lachen) om losschieten van het veertje te voorkomen.

5. Wanneer bellen?

Is de veer losgeraakt van het slotje of het stangetje verbogen? Neem direct contact op met onze balie via 0182 - 536 380 voor een snelle reparatieafspraak.